




# TIRA REACTIVA DE ANTICUERPOS COVID-19

Tiras reactivas de anticuerpos SARS-Cov-2



[www.atmosferasmuebles.com/dispositivos-biometricos](http://www.atmosferasmuebles.com/dispositivos-biometricos)  
[info@atmosferasmuebles.com](mailto:info@atmosferasmuebles.com)



CDMX 55 5662 8284  
55 5663 3869

En vez de detectar propiamente al virus SARS-CoV-2 (causante del covid-19), la prueba serológica detecta nuestra respuesta inmunológica contra el patógeno. Es decir, a través de una gota de sangre el test detecta los anticuerpos que produce el organismo mientras está respondiendo o ha respondido en algún momento a esta infección.

## BENEFICIOS

- Fácil de utilizar
- Prueba de tamizaje
- Resultados en 10 minutos
- Eficiente, rápida y económica
- Alta sensibilidad y especificidad

## PROCEDIMIENTO


1. Recoger muestra sanguínea



3. Caída de muestra a la lanceta desechable



2. Agregar muestra sanguínea



4. Resultados de la prueba

## RESULTADOS PRECISOS

Prueba realizada en un total de 320 personas  
240 pacientes excluidos y 80 pacientes confirmados.

Tipo de muestra	Sensibilidad	Especificidad
Suero/plasma sanguíneo	96.3%	99.6%
Sangre entera	95.0%	99.2%

**99%  
DE EFECTIVIDAD**

PRESENTACIONES DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS  
CONT. 1,5,10,25,50

